



NP-40 裂解液

货号：PWN0100 规格：100mL

储存及运输条件：保存：4℃，运输：4℃或 RT，有效期：24 个月

产品介绍：

NP-40 裂解液(NP-40 Lysis Buffer)是一种比较温和的细胞组织裂解液。NP-40 裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 PAGE、Western、免疫沉淀(immunoprecipitation, IP)、免疫共沉淀(co-IP)和 ELISA 等。裂解获得的蛋白可用 BCA 蛋白定量试剂盒（磐超生物，PCB-0500）进行蛋白浓度测定。

产品特点：

本品不含有酶抑制剂,使用时,需添加 1% PMSF 或者蛋白酶抑制剂混合液(100X) (磐超生物, PWP001)用于蛋白酶抑制,若检测指标涉及磷酸化蛋白,还需添加磷酸酶抑制剂混合液(100X) (磐超生物, PWP002)用于蛋白样品中磷酸酶抑制。

操作步骤：

1.细胞样本裂解：

取适量 NP-40 裂解液,在使用前加入 1%PMSF (PMSF 的终浓度为 1mM)

贴壁细胞：去除培养液,用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰,可以不洗)。按照 6 孔板每孔加入 200 微升裂解液的比例加入裂解液。

用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触细胞 1-2 秒后,细胞就会被裂解。

悬浮细胞：离心收集细胞，VOTEX 震荡几秒。按照 6 孔板每孔细胞加入 200 微升裂解液的比例加入裂解液。再用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多，则分装成 50-100 万细胞/管，然后再裂解。

2.组织样本裂解：

将组织剪成小碎块，取适量 NP-40 裂解液，在使用前加入 1%PMSF (PMSF 的终浓度为 1mM)。按照每 20mg 组织加入 200ul 裂解液。(若为不易裂解的组织可酌情多添加裂解液)

利用研磨器或者超声波裂解组织细胞。充分裂解后，按照 10000-14000g 离心，取上清，进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀 等操作。

3.细菌或酵母：

对于 1ml 菌液或酵母液，离心去上清，如果有必要可以使用 PBS 洗涤一次，充分去除液体后，轻轻 vortex 或者弹击管底以把细菌或酵母尽量弹散。加入 100-200 微升裂解液，轻轻 vortex 或者弹击管底以混匀，冰上裂解 2-10min。如果希望获得更好的裂解效果，使用本裂解液进行裂解时，需要单独加入溶菌酶和破壁酶(Lyticase)消化或者超声破碎。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。