



Creator Pro 脂质纳米颗粒 (LNP) 转染试剂 产品手册

产品介绍:

- 磐超生物的 Creator Pro 脂质纳米颗粒 (LNP) 转染试剂是一种基于可电离脂质的复合组分, 能够将 DNA 或 RNA 等遗传物质转染到多种真核细胞中。
- 卓越转染效率 — 针对较难转染细胞, 转染效率提升 10 倍以上, 适用于多种免疫细胞, 如 T 细胞, T11 细胞, DC 细胞等。
- 超高细胞活率 — 温和脂质, 细胞毒性低, 可显著改善细胞活力。

包装内容:

货号	规格
PL0100-Pro	0.1 mL
PL0750-Pro	0.5 mL
PL1500-Pro	1.5 mL
PL7500-Pro	5 x 1.5 mL
PL15K-Pro	10 x 1.5 mL

储存温度: 助染剂: 冻干粉及复溶后均-20℃保存! 复溶后避免多次反复冻融;
其他组分: 4℃保存 (请勿冷冻)!

所需材料:

- DNA 或 RNA (0.5 - 5.0 μg/μl)
- Opti-MEM™ 低血清培养基
- 微型离心管

准备时间:

- 试剂准备: 10 分钟
- 试剂孵育: 10-15 分钟
- 细胞培养: 1-3 天

使用说明:

- 细胞转染后无需进行换液或添加培养基操作。
- 必要时测试不同转染剂浓度优化转染体系, 以便达到最佳转染效果。

Creator Pro 脂质纳米颗粒 (LNP) 转染试剂说明




操作概览:

- 接种细胞, 对于贴壁细胞转染当日应达到 70-90% 汇合率, 对于悬浮细胞应达到 $1-2 \times 10^6$ /mL 细胞密度。
- 准备 DNA-脂质纳米颗粒转染试剂混合物。
- 添加 DNA-脂质纳米颗粒转染试剂混合物至细胞进行转染。

转染体系:

组分	96 孔板	24 孔板	6 孔板
每孔培养基体积	100 μL	500 μL	2 mL
每孔 DNA/RNA 用量	0.1 μg	0.5 μg	2.5 μg
每孔转染试剂用量	0.2-1 μL	1-3 μL	3-14 μL
每孔助染剂用量	0.2 μL	1 μL	5 μL

转染效果:

		
PEGFP 质粒 10 μL 293T 24h	pMAX 质粒 20 μL CHO 24h	mRNA 10 μL 外周血 T 细胞 24h

其他说明:

- 产品适用于各种原代细胞及细胞系转染, 针对难转染细胞 (转染效率 40% 以下) 体系优化后转染效率可达 80% 以上。
- 在不同应用场景下, 转染后细胞活率应不低于 85%。
- 更多技术问题, 请咨询技术人员。

Creator Pro 脂质纳米颗粒 (LNP) 转染试剂操作说明

请根据下表推荐体系进行细胞转染。在进行体系优化时，将指定体积的稀释后 DNA 分别与两种不同体积的稀释后转染剂配合使用（详见步骤 6）。每个反应混合物的体积是针对一个孔的用量，并已考虑了移液误差。若要处理更多孔，需按比例调整各试剂的体积。（★使用前，将 buffer B 全部吸入助染剂管中，Vortex 充分溶解助染剂★）

操作时间			操作步骤	操作说明							
第 0 天	①		细胞准备：接种细胞，转染当日贴壁细胞达到 70-90%汇合率	成分组合	96 孔		24 孔		6 孔		
				贴壁细胞数量	1-4x10 ⁴		0.5-3x10 ⁵		0.25-1x10 ⁶		
第 1 天	②		转染剂准备：将 Creater Pro 细胞转染剂用稀释液（Buffer A）进行稀释混匀	稀释液（Buffer A）	0.7 μL	1.4 μL	3.6 μL	7.2 μL	18 μL	36 μL	
				Creater Pro 细胞转染剂	0.3 μL	0.6 μL	1.4 μL	2.8 μL	7 μL	14 μL	
	③		DNA 准备：将待转染 DNA 准备妥善	DNA（0.5-5 μg/μL）	0.1 μg		0.5 μg		2.5 μg		
	④		混合准备：将 DNA 与稀释后的 Creater Pro 细胞转染剂进行混合	待转染的 DNA	0.1 μg		0.5 μg		2.5 μg		
				稀释的转染剂（含 Buffer A）	1 μL	2 μL	5 μL	10 μL	25 μL	50 μL	
	⑤		混后孵育：将 DNA 与 Creater Pro 细胞转染剂转染剂混合体系进行孵育	室温孵育 10-15 分钟。							
	⑥		助染剂准备：首次使用时需将助染剂冻干粉复溶于配套的 Buffer B，将 Buffer B 全部加入助染剂管子中。 细胞转染：将细胞培养液换为 Opti-MEM™低血清培养基，并加入复溶后的助染剂溶液；将 DNA 与 Creater Pro 细胞转染剂混合物滴加到铺有细胞的孔板中，十字晃动孔板进行混匀，4 小时后换液至完全培养基	成分组合（每孔）	96 孔		24 孔		6 孔		
				DNA-脂质混合物	1 μL	2 μL	5 μL	10 μL	25 μL	50 μL	
DNA 含量				0.1 μg		0.5 μg		2.5 μg			
助染剂（已溶于 Buffer B）				0.2 μL		1 μL		5 μL			
Creater Pro 细胞转染剂				0.28 μL	0.56 μL	1.4 μL	2.8 μL	7 μL	14 μL		
第 2-4 天	⑦		细胞分析：观察、分析转染后的细胞	37℃，5% CO ₂ 培养箱孵育细胞 2-4 天，观察转染后的细胞，按照实验目的进行表征分析。							