

## Quick-P 梯度凝胶快制试剂盒

货号：PWQ002-100

规格：125T (0.75mm 胶)

### 产品简介:

蛋白电泳经常使用聚丙烯酰胺凝胶（PAGE 凝胶）来实现蛋白分离，此类凝胶一般由浓缩胶和分离胶两部分组成，前者起到将蛋白样品进行浓缩的作用，后者则是根据凝胶所使用的丙烯酰胺单体和 N,N'-亚甲基双丙烯酰胺（甲叉丙烯酰胺）交联剂的浓度不同从而分离不同大小范围的蛋白质。

使用本产品凝胶制备试剂操作简单，只需加入改良型促凝剂即可凝胶，配制一块或多块凝胶最少只需 2 分钟的动手操作时间。本试剂盒所配制凝胶可兼用于变性和非变性 PAGE 凝胶电泳。

### 产品组成:

组分名称	组分体积	储存条件
分离胶 A 液	250mL	4°C 保存
分离胶 B 液	250mL	
浓缩胶 A 液	100mL	
浓缩胶 B 液	100mL	
改良型促凝剂	10mL	4°C 可存放 3 个月，-20°C 可存放一年

### 产品特点:

- 快速制备凝胶**——无需计算所需溶液量，无需稀释。  
两步法制胶：分离胶凝胶时间约为 10-15min，浓缩胶凝胶时间约为 7-10min；  
一步法制胶：分离胶后无需凝固，直接加入浓缩胶，整体凝胶时间约为 20min
- 条带清晰，适用范围广**——可用于 10-240KDa 之间的分子条带，分离蛋白分子量范围广，蛋白质分率高。
- 电泳时间快**——设置 160V 恒压，利用快速电泳液（磐超生物，PWQ001）电泳完成只需 20min。

### 制胶流程:

#### 两步法制胶:

（以制一块 0.75/1.0/1.5 mm 的 mini 胶为例）

- 取等体积分离胶 A 液和分离胶 B 液混匀，即取两种溶液各 2.0/ 2.5/ 3.8 mL。
- 往步骤 1 中的混合溶液中加入 40/ 50/76 uL 的改良型促凝剂，混匀，注入制胶玻璃板。
- 加入适量水或乙醇覆盖于分离胶之上；

4. 待分离胶凝固后 (8min-15min), 倒去上层水或醇 (注意: 此溶液为过量, 请勿全部注入, 可留少许于配胶杯中, 以判断胶凝固状况)

5. 取等体积浓缩胶 A 液和浓缩胶 B 液混匀, 即取两种溶液各 0.8/1.0/ 1.5 mL, 加入 16/20/30 uL 的改良型促凝剂, 混匀。

**注: 使用前请将缩胶 B 液摇匀。**

6. 注入制胶玻璃板, 使液面和短玻璃板上沿之间的距离比梳齿长 0.5 cm 即可, 插入梳

7. 待浓缩胶凝固后 (约 7min), 拔去梳齿即可用于电泳。

### 一步法制胶:

(以制一块 0.75/1.0/1.5 mm 的 mini 胶为例)

1. 取等体积分离胶 A 液和分离胶 B 液混匀, 即取两种溶液各 2.0/2.5/3.8 mL。

2. 往步骤 1 中的混合溶液中加入 40/ 50/76 uL 的改良型促凝剂, 混匀, 注入制胶玻璃板。

3. **无需等待凝固,**

4. 取等体积浓缩胶 A 液和浓缩胶 B 液混匀, 即取两种溶液各 0.8/1.0/1.5mL, 加入 16/20/30uL 的改良型促凝剂, 混匀。

**注: 使用前请将缩胶 B 液摇匀。**

5. 注入制胶玻璃板, 使液面和短玻璃板上沿之间的距离比梳齿长 0.5 cm 即可, 插入梳

6. 待浓缩胶凝固后 (约 20min 左右), 拔去梳齿即可用于电泳。

分离胶配方			
凝胶厚度	分离胶 A 液	分离胶 B 液	改良型促凝剂
0.75mm	2.0mL	2.0mL	40uL
1.00mm	2.5mL	2.5mL	50uL
1.5mm	3.8mL	3.8mL	76uL

浓缩胶配方			
凝胶厚度	浓缩 A 液	浓缩胶 B 液	改良型促凝剂
0.75mm	0.8mL	0.8mL	16uL
1.00mm	1.0mL	1.0mL	20uL
1.5mm	1.5mL	1.5mL	30uL

### 储存及运输条件:

1. 运输: RT/2-8°C, 保存: 2-8°C 有效期: 12 个月

### 注意事项:

2. 改良型促凝剂 4°C 可存放 3 个月, -20°C 可存放 1 年;

3. 本产品常温运输, 改良型促凝剂溶液的使用量仅作参考, 实际用量可根据个人实验习惯和经验增加或减少。加入较多量的改良型促凝剂可加快凝胶速度, 反之亦然;

4. 凝胶速度与温度有显著的正相关性。同等条件下, 温度越高, 凝胶速度越快, 室温过高时建议适当减小改良型促凝剂的用量; 相反, 如果室温较低, 可适当延长凝胶时间;

5. 在配胶之前, 使分离胶和浓缩胶溶液平衡到室温 (如室温放置几分钟), 可有效避免凝胶中气泡的形成;

6. 本产品在 Tri-Gly 电泳系统和 MOPS 电泳系统中均可适用, 推荐使用 MOPS 电泳系统;

7. 本产品推荐电泳条件为: 120-180V 之间, 如需要加快电泳速度, 可增加至 200V;

8. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;

9. 本产品仅限科研使用。