



人源重组膜粘连蛋白 2

(Annexin-2/ ANXA2)

产品编码#	PCDBP0001/ PCDBP0002/ PCDBP0003	批号	20190620
产品名称			
人源重组膜粘连蛋白 2 (Annexin-2/ ANXA2)			
原料来源			
大肠杆菌 <i>E.Coli</i> 表达系统			
纯化方法			
亲和层析、离子交换层析、分子排阻层析			
性状	是否灭菌	计量单位	浓度
溶液	N/A	mg	XX mg/ml
等点及分子量			
pI 8.21; M.W. 35.3kD			
缓冲液成分			
10mM pH7.4 PBS 缓冲液, 未加防腐剂			
建议保存温度及有效期			
存储于 0-4 度, 2 周; 或-20 度及以下长期保存			
应用范围			
用于开发免疫学试剂盒如胶体金、酶联免疫等, 或用于血清学研究			
安全性及注意事项			
产品为基因工程重组蛋白, 不含对人体或环境有害成分, 不会对人体或环境造成威胁。 本品仅用于科研或生产免疫检测试剂。			

如有任何疑问, 请通过电话、网络或邮件等方式垂询。

上海磐超生物科技有限公司
上海市闵行区沈杜公路 3872 号孵源发展 F 楼 C401 室
techsupport@pc-biotech.com

电话: 021-31550304
www.pc-biotech.com