



## 抑制素 B 重组抗原 分析数据表

品名：抑制素 B 抗原

货号：HRIB-003

来源：重组抗原

浓度：100ug/ml,

纯度：≥95%

缓冲液：50mM Tris (pH8.0)

保存条件：4℃短期保存；-70℃~-80℃长期保存

最长有效期：三年

### 补充说明

因抗原本身因素决定，请勿储存-20℃，会造成极不稳定的降解。

尽量避免低浓度储存，若需低浓度储存，可进行冷冻抽干后封闭放置。

上海磐超生物科技有限公司

上海市闵行区沈杜公路 3872 号颀源发展 F 楼 C401 室 电话：021-31550304

邮箱：techsupport@pc-biotech.com

网址：www.pc-biotech.com