



## 人抑制素 b 抗体（包被） 分析数据表

产品：抑制素 B 包被抗体

货号：PCDBP0004

来源：鼠源性单克隆抗体

免疫位点：beta 位

分型：IgG1

浓度：1.82mg/ml

纯度：≥90%

缓冲液：10mM PBS（pH7.4）+1‰ProClin300

保存条件：2~8℃短期保存；-20℃长期保存

最长有效期：两年

补充说明

ELISA 反应建议：3ug/ml

上海磐超生物科技有限公司

上海市闵行区沈杜公路 3872 号颀源发展 F 楼 C401 室 电话：021-31550304

邮箱：techsupport@pc-biotech.com

网址：www.pc-biotech.com