



TBST 缓冲液 TBST Buffer (10X)

货号 : PCDBE076 规格 : 500mL

产品介绍 :

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液 ,主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的物质。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系 ,NaCl 提供等渗条件 , Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 10×浓缩液 ,需要稀释成 1×工作液后使用。

使用说明 :

1.1×TBST 缓冲液配制 量取 100ml 10×TBST 缓冲液 加入 900ml 去离子水定容至 1L , 充分混匀。

2.稀释成 1X 工作液的 TBST , pH 为 7.4。

储存及运输条件 :

RT , 有效期 12 个月。

注意事项 :

- 1.为了您的安全和健康 , 请穿实验服并戴一次性手套操作 ;
- 2.本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗 , 食品及化妆品等用途。